






Kompatibilitätsübersicht Drucker – Deutsch (ex-JAP)

| |  MELAprint® 44 |  MELAprint® 60 |  MELAprint® 60 mit USB (BTP-580II) ab 2017 |  MELAprint® 80 |  Indirekt über MELAt race |
|---|--|--|---|--|---|
| MELAtherm® 10 | Protokolldruck (Netzwerkadapter Art.-Nr.ME40295) | — | — | — | Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck* |
| Careclave® | — | Etikettendruck | Etikettendruck | Etikettendruck | Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck* |
| Premium Evolution Cliniclave® 45 | Protokolldruck (Netzwerkadapter Art.-Nr.ME40295) | Etikettendruck | Etikettendruck | — | Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck* |
| Vacuclave® 550 | — | Etikettendruck | Etikettendruck | Etikettendruck | Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck* |
| Prime Line | — | — | Etikettendruck*** | Etikettendruck Protokolldruck (ab FW-Update 2.6.1) | Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck* |
| Pro Line | — | — | — | Protokolldruck (ab FW-Update 2.6.1) | Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck* |
| Profi-Klasse Euroklav® MELAtronic® 15EN+ MELAquick® 12+/p Cliniklav® 25 | Protokolldruck | — | — | Protokolldruck (Ab FW-Update 5.21)** | Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck* |
| SteriHero Line | — | — | — | Protokolldruck (ab FW-Update 2.6.1) | Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck* |
| MELAseal® 200 | — | — | — | — | Protokolldruck* |
| MELAseal® Pro | Protokolldruck | — | — | — | Protokolldruck* |






* Über MELAt race® können immer Protokolle auf handelsüblichem Drucker gedruckt werden.

** Nicht kompatibel mit Geräten auf japanisch, türkisch, russisch, tschechisch und bulgarisch.

*** Bei der Anschaffung eines Prime Line Geräts bevorzugt den MELAprint® 80 nutzen.

— = nicht kompatibel

Printer compatibility overview – English (ex-JAP)

| |  MELAprint® 44 |  MELAprint® 60 |  MELAprint® 60 with USB (BTP-580II) ab 2017 |  MELAprint® 80 |  Indirectly via MELAtrace |
|--|--|--|--|--|---|
| MELAtherm® 10 | Log print (Network adapter Order no. ME40295) | — | — | — | Label print (MP60/80) Log print* |
| Careclave® | — | Label print | Label print | Label print | Label print (MP60/80) Log print* |
| Premium Evolution Cliniclave® 45 | Log print (Network adapter Order no. ME40295) | Label print | Label print | — | Label print (MP60/80) Log print* |
| Vacuclave® 550 | — | Label print | Label print | Label print | Label print (MP60/80) Log print* |
| Prime Line | — | — | Label print *** | Label print Log print (of FW-Update 2.6.1) | Label print (MP60/80) Log print* |
| Pro Line | — | — | — | Log print (of FW-Update 2.6.1) | Label print (MP60/80) Log print* |
| Pro-Class Euroklav® MELAtronic® 15EN+ MELAquick® 12+/p Cliniklav® 25 | Log print | — | — | Log print (of FW-Update 2.6.1)** | Label print (MP60/80) Log print* |
| SteriHero Line | — | — | — | Log print (of FW-Update 2.6.1) | Label print (MP60/80) Log print* |
| MELAseal® 200 | — | — | — | — | Log print* |
| MELAseal® Pro | Log print | — | — | — | Log print* |






* via MELAtrace® protocols can always be printed on standard printer.

** Not compatible with devices in Japanese, Turkish, Russian, Czech and Bulgarian.

*** When purchasing Prime Line device buy MELAprint® 80.

— = not compatible

Printer compatibility overview – English (JAP)

| |  MELAprint® 44 |  MELAprint® 60 |  MELAprint® 60 with USB (BTP-580II) ab 2017 |  MELAprint® 80 |  Indirectly via MELAt race |
|--|--|--|--|--|--|
| MELAtherm® 10 | Log print (Network adapter Order no. ME40295) | — | — | — | Label print (MP60/80) Log print* |
| Prime Line | — | — | Label print *** | Label print Log print (of FW-Update 2.6.1) | Label print (MP60/80) Log print* |
| Pro Line | — | — | — | Log print (of FW-Update 2.6.1) | Label print (MP60/80) Log print* |
| Pro-Class Euroklav® MELAquick® 12+/p | Log print | — | — | — | Label print (MP60/80) Log print* |

* via MELAt race® protocols can always be printed on standard printer.

** When purchasing Prime Line device buy MELAprint® 80.

— = not compatible